



Armand Metal Detectors 2 Anna Oksieñciuk  
ul. Aleksandra Gieysztor 2/116, 02-999 Warszawa  
tel. 512 138 545  
e mail: armand@armand.pl

## Zapper Armand Feet Adapter Przystawka do stóp



Cena: 699.00 zł z VAT  
(568.29 zł netto)

## Zapper Armand Feet Adapter Przystawka do stóp

Zapper Armand Feet Adapter jest używany do usuwania

**z organizmu w warunkach domowych szkodliwych patogenów, takich jak: wirusy, grzyby, bakterie i pasożyty. Jest to adapter razem z metalowymi przystawkami na stopy, który podłącza się do Zappera Hulda Clark sprzedawanego osobno. Wyprodukowany w Polsce, ręczną pracą z użyciem najwyższej jakości materiałów. Armand, istniejemy od 1985 roku.**

### **Jak działa Feet Adapter?**

Zapper Armand Feet Adapter jest urządzeniem, które podłącza się do generatora terapeutycznego Zapper Armand Hulda Clark sprzedawanego osobno. Feet Adapter łączy się z metalowymi przystawkami na stopy specjalnymi przewodami. Stopy kładzie się na metalowych przystawkach, a w dłoniach trzyma się elektrody z kompletu zappera.

Należy pamiętać, że Feet Adapter nie może pracować samodzielnie, bez podłączenia do odrębnego zappera.

**Zapper Armand Feet Adapter można podłączyć do dowolnego zappera innej firmy, przy użyciu przewodu zakończonych dwoma wtykami bananowymi o średnicy 4 mm. Także mogą Państwo dokupić oferowany Feet Adapter do posiadanego już zappera.**

Dzięki urządzeniu Zapper Armand Feet Zapper prąd terapeutyczny przepływa przez całą długość ciała, pionowo, z góry na dół w opcji przełącznika A, lub poziomo w opcji przełącznika B oraz poprzez podłączenie dwóch osób poprzez elektrody ręczne. Z naszego adaptera do stóp może korzystać jedna osoba, jeżeli używa elektrod do stóp, lub dwie osoby, jeżeli korzystają również z elektrod ręcznych. Zapper Armand Feet Zapper umożliwia przepływ prądu zappera pomiędzy elektrodami trzymanymi w rękach, a elektrodami, które wkłada się pod stopy.

### **Główne opcje przepływu:**

- Pozycja przełącznika A - z obu rąk do obu stóp
- Pozycja przełącznika B - z prawej ręki do lewej ręki i jednocześnie z prawej nogi do lewej nogi
- Można do przystawki Feet Zapper podłączyć dwa komplety elektrod ręcznych, w tym przypadku działanie zappera stosuje się na dwie osoby jednocześnie - pozycja przełącznika C. W tej opcji należy dokupić jeden komplet elektrod.

Dokładny opis połączeń znajduje się w instrukcji obsługi przystawki Zapper Armand Feet Adapter.

### **Wyposażenie zestawu:**

- Zapper Armand Feet Adapter
- Elektrody w kształcie stóp, 2 sztuki
- Przewody połączeniowe, 2 sztuki
- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim
- 24 miesięczna gwarancja

Feet Adapter wysyłamy również za granicę, najczęściej przy użyciu Global Express, co zapewnia szybką dostawę w najdalsze zakątki świata.

**Zapper Armand Feet Adapter jest nowatorskim urządzeniem opracowanym przez polską firmę Armand Metal Detectors, założoną w 1985 r.**

Zapraszamy do zadawania pytań poprzez email: [armand@armand.pl](mailto:armand@armand.pl), odpowiadamy również w języku angielskim.

**Zespół Armand życzy Państwu zdrowia.**

**UWAGA! ZAPPER ARMAND FEET ADAPTER NIE JEST URZĄDZENIEM MEDYCZNYM W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2010 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH [DZIENNIK USTAW NR 107, POZ. 679 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI].**

**Odwiędź stronę Zappera Armand Hulda Clark na Facebooku oraz Instagramie.**

---

Dokument wygenerowany 2020-06-04 o godzinie 18:16